


مختبرك. بتفاصيله.

IVF Smart

تجربة أوضح.
عمل أكثر ترابطًا.

ملفات المرضى، مختبر الذكورة، مختبر الأجنة والتجميد؛ ضمن تجربة واحدة صُممت لتفاصيل العمل اليومي.

العربية والإنجليزية

فترة تجريبية مجانية

كتالوج تعريفي مفصّل

WORKSPACE / 01

الواجهة الرئيسية كاملة

كل قسم في مكان واضح؛ والمهام الأساسية أقرب إلى المستخدم.

01 هوية مركزك

اسم المركز وشعاره ظاهرَان ضمن الواجهة.

02 وصول سريع

اختصارات مباشرة لأقسام العمل الرئيسية.


03 حالات نشطة

العودة للحالات المحفوظة لاستكمال العمل.

04 تفضيلات العرض

تخصيص الاختصارات وترتيبها ونمط أيقوناتها.

شاشة توضيحية — IVF Smart



من البرنامج الفعلي • بيانات اصطناعية للتوضيح

OVERVIEW / 02

من ملف المريض إلى الصورة الكاملة

تفاصيل كثيرة، موزّعة على أقسام مترابطة بدل نموذج طويل واحد.

01
ملفات المرضى
هوية واحدة، ارتباط الزوجين، وفحوصات وإجراءات يمكن الرجوع إليها.

02
مختبر الذكورة
السائل المنوي وDFI وFNA وTESE وتحضير الحقن الصناعي.

03
مختبر الأجنة
السحب والتلقيح والمتابعة والتشخيص والإرجاع.

04
التجميد والإذابة
عينات وعبوات ومواقع وأعداد متبقية وإجراءات مسجّلة.

05
التوثيق
الفريق والملاحظات والموافقات والهويات والتقارير المرفقة.

06
الإدارة والإحصائيات
المستخدمون والصلاحيات والنسخ الاحتياطي والنشاط التشغيلي.

المبدأ: أدخل البيانات في مكانها، ثم انتقل إلى المرحلة التالية مع بقاء الارتباط بملف المريض.


PATIENT RECORD / 03

ملف يبدأ بالمريض، ويبقى معه

استدعِ البيانات المسجّلة، واربط الزوجين عند الحاجة، ثم اختر الإجراء المطلوب.

قائمة ملفات واضحة


شاشة توضيحية — IVF Smart



من البرنامج الفعلي · بيانات اصطناعية للتوضيح

تفاصيل مرتبطة بالملف

شاشة توضيحية — IVF Smart



من البرنامج الفعلي · بيانات اصطناعية للتوضيح

01 البحث والوصول

الانتقال من الاسم أو رقم الملف إلى تفاصيل المريض.

02 استمرارية التوثيق

إجراءات متعددة ضمن ملف المريض؛ مع ارتباط الزوجين في المسارات التي تتطلب ذلك.


ANDROLOGY / 04

نتائج واضحة، ومدخلات تناسب الحالة

تقييم ظاهري ومجهري، وقيم رقمية أو أوصاف حيث يلزم، دون إغراق المستخدم في شاشة واحدة.

الفحص الظاهري


شاشة توضيحية — IVF Smart



الكمية واللون واللزوجة والتميّع والمادة الهلامية، ضمن خيارات مرتّبة وسهلة المراجعة.

الفحص المجهري

شاشة توضيحية — IVF Smart



التركيز والحركة والمورفولوجي، مع احتساب القيم المشتقة عند توافر المدخلات اللازمة.


IUI | FNA / TESE | DNA Fragmentation | Semen Analysis

CASE WORKFLOW / 05


رحلة الحالة، مرحلة بعد مرحلة

التبويبات تجعل المطلوب في كل مرحلة ظاهرًا، مع إبقاء التفاصيل متاحة عند الحاجة.

01	02	03	04	05	06
معلومات الحالة	يوم السحب	التلقيح	متابعة الأجنة	الإرجاع والتشخيص	التجميد والإضافات



معلومات الحالة وربط الزوجين



توقيت السحب والفريق والأعداد


احفظ ثم أكمل احفظ الحالة النشطة لاستكمالها لاحقًا، أو أغلقها مكتملة بعد استيفاء متطلبات المسار.

EMBRYO ASSESSMENT / 06

كل مجموعة، وكل جنين، بتفاصيله


اختر طريقة الإدخال التي تناسب التقييم: جماعية أو فردية.

التقييم الجماعي



عدد الأجنة، وعدد الخلايا، والدرجة في الأيام 2 و3 و4. أضف مجموعة أخرى عند اختلاف التقييم.

التقييم الفردي



تفصيل لكل جنين مع ملاحظاته. تقييم اليوم الخامس يدعم التوسع وICM وTE.

اختيار نمط الإدخال يسهّل التوثيق؛ والتقييم نفسه يبقى مسؤولية الفريق المختص.


CRYOSTORAGE / 07

من العينة إلى موقعها في التجميد

تبويبات للعينة، والعبوات والمواقع، والفريق والمرفقات، دون تكرار شاشة طويلة.

ما الذي تم تجميده؟


شاشة توضيحية — IVF Smart



توثيق النوع والمصدر والتاريخ والكمية، مع سجلات مستقلة للحيوانات المنوية والبويضات والأجنة وأنسجة المبيض.

أين يوجد؟

شاشة توضيحية — IVF Smart



ربط القشات أو العبوات بالمواقع: Tank / Can / Sleeve، مع متابعة الكمية المتبقية.


تظل وحدات العد واضحة: الأجنة ليست عبوات، والبويضات ليست قشات.

THAWING / 08


الإذابة جزء من المسار، وليست سجلًا منفصلًا

اختيار من المخزون المسجّل، ثم توثيق نتيجة كل جنين ومصيره.

اختيار من مخزون المريضة



نتيجة واضحة لكل جنين



Not Survived | Partially Survived | Fully Survived

إظهار العينات والقشات المتاحة والمتبقي، وربط الإذابة بإجراء موثّق على العينات.

ثم المصير

توثيق الإرجاع، أو عدم حدوثه، أو إعادة التجميد أو الإتلاف. وفي البويضات المجمدة: إدخال الناجية وغير الناجية قبل متابعة الحقن.


CONNECTED PROCEDURES / 09

التشخيص والتجميد، ضمن سياق الحالة

توثيق ما يحدث لاحقًا مع المحافظة على ارتباطه بالزوجين والحالة الأصلية.

تشخيص الأجنة والخزعات


شاشة توضيحية — IVF Smart



أضف خزعة أو أكثر، وسجّل اليوم والوقت والفحص المطلوب والفريق، ثم اربط نتيجة تشخيص الأجنة بسجلها.

التجميد المرتبط بالحالة

شاشة توضيحية — IVF Smart



تجميد الحيوانات المنوية أو الأجنة من الحالة، مع إمكانية تسجيل تجميد إضافي في مرحلة أخرى.


تدعم الإجراءات الأخرى وصفًا مرنًا للتاريخ والأطباء والموظفين والإجراءات والملاحظات والمرفقات.

DOCUMENTATION / 10

الأسماء والمستندات في مكانها الصحيح


تفاصيل يمكن للفريق فهمها والعودة إليها؛ من القائم بالإجراء إلى الموافقة الموقّعة.

الفريق من قوائم مسجّلة



اختيار الطبيب والموظف والشاهد وفق دور الحقل، مع مساحة للملاحظات الخاصة بالحالة.

هويات، موافقات، تقارير



صور أو PDF، باسم واضح لكل مرفق، مرتبطة بملف المريض أو الحالة. العرض والإدارة وفق الصلاحيات.


PDF | JPG / JPEG | PNG | WebP | حتى 25 MB للملف

OPERATIONAL INSIGHT / 11

الإحصائيات تشمل رحلة العمل كاملة

من أعداد الإجراءات إلى الحالات النشطة والمكتملة، مع قراءة منفصلة للمخزون.

شاشة توضيحية



من البرنامج الفعلي · بيانات اصطناعية للتوضيح

01 فلاتر مفهومة

اختيار الفترة ونوع الإجراء والبحث في السجلات.

02 نشاط شهري

تجميع حسب تاريخ الإجراء، مع إبقاء السجلات غير المؤرخة واضحة.

03 مخزون بوحداته

المتبقي الحالي للأجنة والبويضات والعبوات، كلٌّ على حدة.

04 تصدير الجداول

تصدير الجداول المتاحة وفق صلاحيات المستخدم.

هذه مؤشرات تشغيلية، وليست نسب نجاح سريري. المتبقي الحالي ليس رصيدًا تاريخيًا في نهاية الفترة.

YOUR CENTRE / 12

واجهة تناسب مركزك وطريقة عمل فريقك

هوية المركز، لغة الواجهة، الاختصارات، وإدارة الوصول ضمن التجربة اليومية.

01 هوية واضحة

اسم المركز وشعاره داخل البرنامج.

02 عربي وإنجليزي

واجهتان لغويتان ضمن نفس البرنامج.

03 مستخدمون وصلاحيات


ضبط الوصول حسب دور المستخدم.

04 نسخ احتياطي

أدوات للنسخ الاحتياطي والاسترجاع ضمن البرنامج.

شاشة توضيحية

IVF Smart



اختيار الاختصارات وترتيبها ونمط الأيقونات

CASE VARIATIONS / 13

حين تختلف التفاصيل، يبقى السياق واضحًا

أمثلة على استخدام تفرّعات البرنامج لتوثيق الحالات المتنوعة.

01

عينة أولى وعينة إضافية

توثيق كل عينة ومصدرها ونوعها ونتائجها، ثم تسجيل التحضير والفريق والملاحظات دون خلط التفاصيل.

02

IVF وICSI في الحالة نفسها

فصل أعداد البويضات ومسارات التقشير والحقن والإخصاب التقليدي، ثم توثيق نتائج التلقيح.

03

خزعة ثم تجميد في أكثر من يوم

إضافة أحداث خزعات وتجميد إضافية، مع يوم الإجراء وتفاصيل الأجنة والفريق والارتباط بالحالة.

04

إذابة بنتائج مختلفة

حالة بقاء لكل جنين، ثم توزيع الناجي على الإرجاع أو إعادة التجميد أو الإتلاف؛ مع توثيق عدم الإرجاع عند حدوثه.

05

بويضات جُمّدت قبل ارتباط الزوجين

يبقى مخزون البويضات مرتبطًا بالمريضة؛ وعند الحقن يُربط ملف الزوج ثم تُستكمل مراحل الحالة.

06

إجراء لا يناسب قالبًا محددًا

استخدم الإجراءات الأخرى للوصف اليدوي والأطباء والموظفين والملاحظات، وأضف التقارير والموافقات الداعمة.

أمثلة لمسارات التوثيق المتاحة؛ يحدد الفريق الإجراءات السريرية المناسبة لكل حالة.

REFERENCE / 01

ملف المريض وإدارة الحالة

دليل الخصائص والتنوعات المتاحة في المسار.

الخاصية	التفاصيل والخيارات
الملف الأساسي	اسم المريض أو المريضة، رقم الملف الأساسي، بيانات الميلاد والهوية والجنسية ووسائل الاتصال.
بيانات الميلاد	إدخال تاريخ الميلاد الكامل أو سنة الميلاد، وفق البيانات المتاحة.
ربط الزوجين	ربط ملف الزوج بملف الزوجة، واستخدام الارتباط في الإجراءات المشتركة.
إجراء جديد	اختيار إجراء من ملف المريض، واستدعاء بياناته الأساسية بدل إعادة إدخالها.
العمل المرحلي	حفظ وإكمال لاحقًا في المسارات الداعمة، مع سجل للحالات النشطة وفتح الحالة لاستكمالها.
الإغلاق	إغلاق الحالة المكتملة بعد التحقق من متطلبات المسار، والرجوع إليها من سجل الحالات.
الحذف	حذف الحالة النشطة للمدير المخوّل، مع تأكيد داخل البرنامج وسبب اختياري، دون حذف الملف الطبي الأساسي.
الحالات القديمة	إبقاء البيانات السابقة قابلة للقراءة؛ وعرض القيم غير المحددة بوضوح بدل افتراض اكتمالها.

تظهر الحقول وفق نوع الإجراء وحالة السجل وصلاحيات المستخدم.

REFERENCE / 02

السائل المنوي وتكسر المادة الوراثية

دليل الخصائص والتنوعات المتاحة في المسار.

الخاصية	التفاصيل والخيارات
العينة والتوقيت	مكان إعطاء العينة وأيام الامتناع، تاريخ العينة، وقت إعطائها ووقت فحصها.
الفحص الظاهري	Volume، Color، Viscosity، Liquefaction، Gelatinous material؛ إدخال الكمية واختيار الصفات.
التركيز	قيمة رقمية يدوية أو أقل من 100 ألف/mL مع وصف مكتوب عند اختيار النتيجة المنخفضة.
الحركة والمورفولوجي	قيمة رقمية أو أقل من 1% مع وصف؛ فصل الحركة التقدمية وغير التقدمية والمورفولوجي.
قيم مشتقة	العدد الكلي من الحجم والتركيز، والحركة الكلية من مدخلات الحركة، عند اكتمال القيم المناسبة للحساب.
ملاحظات مجهرية أخرى	توثيق التكتل والتجمع والخلايا المستديرة والخلايا الطلائية والحطام والنتائج الإضافية.
DFI	عدد الحيوانات المنوية المفحوصة والمتكسرة، وحساب النسبة، مع بيانات العينة والفريق والملاحظات.
تجميد من الفحص	خيار تجميد الحيوانات المنوية مرتبط بالعينة المسجّلة، مع التاريخ والعبوات والموقع والفريق. لا يظهر كتجميد داخل DFI.

تظهر الحقول وفق نوع الإجراء وحالة السجل وصلاحيات المستخدم.

REFERENCE / 03

الخزعات والحقن الصناعي

دليل الخصائص والتنوعات المتاحة في المسار.

الخاصية	التفاصيل والخيارات
تقرير الخزعات	بيانات الإجراء، خزعات FNA أو TESE، تفاصيل الجانبين ونتيجة نهائية وملاحظات التقرير بحسب النموذج.
النتائج الوصفية	توثيق تقييم العينة بوصف نصي عندما لا تناسبها خانات الأرقام التقليدية.
الفريق	الطبيب والمختبر والشاهد من القوائم المسجلة، مع تنظيمهم في تبويب الفريق والملاحظات.
بيانات الحقن الصناعي	اختيار الزوجين، تاريخ الإجراء، وقت إعطاء العينة ووقت التحضير دون تكرار التاريخ في كل مرحلة.
عينة أو عينتان	إضافة عينة ثانية عند الحاجة، وتوثيق خصائص كل عينة قبل التحضير.
اختيارات التحضير	توثيق خيار التحضير أو الغربلة حسب النموذج، والهدف المسجّل بواسطة الفريق. هذه حقول توثيق وليست ضمانًا لنتيجة سريرية.
بعد التحضير	الحجم والتركيز والحركة التقدمية وغير التقدمية، مع الحركة الكلية المحسوبة والفريق والملاحظات.
حفظ ومرفقات	حفظ الحالة النشطة أو إغلاقها مكتملة، مع مرفقات اختيارية مرتبطة بالحالة.

تظهر الحقول وفق نوع الإجراء وحالة السجل وصلاحيات المستخدم.

REFERENCE / 04

تفاصيل يوم السحب والتحضير

دليل الخصائص والتنوعات المتاحة في المسار.

الخاصية	التفاصيل والخيارات
معلومات الحالة	التاريخ، موعد الإبرة التفجيرية بتاريخ ووقت منفصلين، الطبيب، الميديا والباتش، وملاحظات.
أكثر من ميديا	إضافة ميديا أخرى مع رقم الباتش المقابل، حسب احتياج التوثيق.
التاريخ السابق	سنوات الزواج، الأطفال، المحاولات السابقة والملاحظات، مع تفاصيل المحاولات حيث يدعمها النموذج.
مصدر الحيوانات المنوية	Fresh أو Frozen، ونوع العينة Ejaculate أو FNA أو TESE، مع إمكانية إضافة عينة ثانية.
طريقة المعالجة	Sperm Ship، Density Gradient، Swim up+Wash، Wash، Direct Swim up، Othersg مع وصف اختياري.
بعد المعالجة	قيم الحجم والتركيز والحركة في العينات المناسبة، وإدخال وصفي لعينات FNA وTESE.
السحب	عدد البويضات المسحوبة، وقت السحب، الطبيب وأخصائي الأجنة والشاهد والملاحظات.
مرجع التاريخ	تاريخ الحالة مرجع للإجراءات المرتبطة بيوم السحب؛ إدخال الأوقات في الحقول الخاصة بها.

تظهر الحقول وفق نوع الإجراء وحالة السجل وصلاحيات المستخدم.

REFERENCE / 05

التلقيح وتطور الأجنة: تنوّع دون فقد التفاصيل

دليل الخصائص والتنوعات المتاحة في المسار.

الخاصية	التفاصيل والخيارات
طرق الإخصاب	اختيار IVF التقليدي أو ICSI أو كليهما، مع أعداد وأوقات منفصلة.
توزيع البويضات	فصل البويضات المخصصة لـIVF عن المقشّرة لمسار ICSI، مع متابعة المتبقي وغير المخصص.
التقشير والحقن	عدد المقشّرة ووقت التقشير، وعدد المحقونة ووقت الحقن، مع حساب غير المحقونة.
غير المحقونة	تصنيف GV وMI وDegenerated وAtretic وOthers، مع حقول إضافية للمصير والتفاصيل بحسب المسار.
نتيجة التلقيح	0PN و1PN و2PN و3PN وMulti PN، والتحقق من اتساق مجموع النتائج مع أعداد الإخصاب المسجلة.
الأيام 2 و3 و4	تقييم فردي أو جماعي، عدد الأجنة والخلايا والدرجة 1-4، مع خيار المتابعة في اليوم الرابع.
اليوم الخامس	تقييم فردي أو جماعي يتضمن التوسع 1-6 وICM وTE بدرجات A وB وC.
ملاحظات وإضافات	ملاحظات المراحل والأجنة، وخيارات توثيق مثل Embryo Glue وLAH وIMSI وPICSI وTime-lapse وOthers.

تظهر الحقول وفق نوع الإجراء وحالة السجل وصلاحيات المستخدم.

REFERENCE / 06

الخزعات والتشخيص والإرجاع

دليل الخصائص والتنوعات المتاحة في المسار.

الخاصية	التفاصيل والخيارات
خزعات متعددة	إضافة خزعة ثم خزعة أخرى؛ يوم الخزعة وتاريخها المحسوب من مرجع السحب، والوقت.
تفاصيل الخزعة	الأجنة المعنية، الفحص المطلوب، إعادة الخزعة وسببها حيث يلزم، والفريق ومختبر الوراثة.
سجل التشخيص	تشخيص مستقل أو مرتبط بحالة أو خزعة، مع الزوجين وتاريخ التشخيص وعدد الأجنة.
نوع الفحص	PGT-A، PGT-M، PGT-SR، FISH أو Other، ورقم تقرير المختبر الاختياري.
نتيجة كل جنين	Euploid، Aneuploid، Mosaic، No Result، Inconclusive أو نتيجة أخرى، مع التفاصيل حسب التقرير.
مصير الجنين	توثيق المصير والسبب والتفاصيل حسب خيارات الحالة؛ لا يُستبدل تقرير المختبر بتشخيص آلي.
الإرجاع	اليوم والتاريخ والوقت، الأجنة المختارة، الطبيب وأخصائي الأجنة والشاهد، نوع القسطرة والميديا والملاحظات.
اختلاف المسار	عدم حدوث الإرجاع، أو التجميد، أو التشخيص قبل الإرجاع؛ توثيق المسار الفعلي حيث يتيحه النموذج.

تظهر الحقول وفق نوع الإجراء وحالة السجل وصلاحيات المستخدم.

REFERENCE / 07

سجلات التجميد ومتابعة العينات

دليل الخصائص والتنوعات المتاحة في المسار.

الخاصية	التفاصيل والخيارات
أنواع التجميد	حيوانات منوية، بويضات، أجنة، أنسجة مبيض؛ كل نوع بسجله وحقوله المناسبة.
التبويبات	المريض، العينة والتجميد، العبوات والمواقع، الفريق والملاحظات، مرفقات اختيارية.
المصدر والتاريخ	عينات داخلية أو خارجية وفق النموذج، مع تاريخ وكمية وملاحظات المصدر.
موقع التخزين	توزيع على Tank / Can / Sleeve، واختيار موقع مسجل أو إدخاله حسب المسار.
الأجنة في القشات	عدد الأجنة في القشة، يوم التجميد والدرجات، وتفاصيل مرتبطة بالأجنة حيث يدعمها السجل.
إجراء على العينات	استخدام أو نقل أو إتلاف مع التاريخ والأعداد والملاحظات، وتحديث المتبقي.
التراجع الموثّق	التراجع عن الإجراء في المسارات المسموح بها، مع سبب وحفظ أثر الإجراء السابق.
التجديد والتفويض	سجلات التجديد والمتابعة والتفويض ومرفقاته، والتمييز بين العينات المتبقية والمنتهية.

تظهر الحقول وفق نوع الإجراء وحالة السجل وصلاحيات المستخدم.

REFERENCE / 08

مسارات الأجنة والبويضات المجمدة

دليل الخصائص والتنوعات المتاحة في المسار.

الخاصية	التفاصيل والخيارات
اختيار المخزون	إظهار المخزون المرتبط بالمريضة واختيار العينات أو القشات المناسبة للإذابة.
إثبات الإذابة	تسجيل الإذابة يحدّث المخزون ويضيف الإجراء على العينات؛ مجرد حفظ الاختيارات كمسودة لا يُعامل كإذابة مكتملة.
حالة الأجنة	Fully Survived أو Partially Survived أو Not Survived لكل جنين مذاب.
توزيع المصير	أعداد الإرجاع وإعادة التجميد والإتلاف؛ غير الناجية تُعامل ضمن الإتلاف ولا تدخل في المتبقي الناجي.
إعادة التجميد	إضافة الأجنة المعاد تجميدها إلى سجلات التجميد مع تفاصيل التخزين والارتباط بالحالة.
البويضات بعد الإذابة	إدخال أعداد الناجية وغير الناجية بحيث تتطابق مع العدد المذاب، دون افتراض النجاة تلقائيًا.
حقن البويضات المجمدة	ربط الزوجين قبل الحقن، ثم التحضير والتلقيح ومتابعة الأجنة والتشخيص والإرجاع أو تجميد الكل وفق الحالة.
عدم الإرجاع	تسجيل عدم حدوث الإرجاع ضمن المسار نفسه، مع توثيق النتائج والمصير والملاحظات.

تظهر الحقول وفق نوع الإجراء وحالة السجل وصلاحيات المستخدم.

REFERENCE / 09

التقارير والصلاحيات ومرونة التفاصيل

دليل الخصائص والتنوعات المتاحة في المسار.

الخاصية	التفاصيل والخيارات
دورة التقرير	مسودة، إرسال للمراجعة، تأكيد المراجعة، اعتماد، وإعادة فتح مع سبب في المسارات الداعمة.
الطباعة والتصدير	طباعة وحفظ PDF وتصدير جداول Excel، بحسب نوع السجل والصلاحيات.
مقارنة الفحوصات	مقارنة فحوصات السائل المنوي السابقة ضمن القسم المخصص.
المرفقات	هويات وموافقات وتقارير وصور: PDF وJPG وJPEG وPNG وWebP، بحد 25 MB للملف.
المستخدمون	إدارة الأطباء والموظفين والمستخدمين، وتحديد صلاحيات العرض والإدخال والتعديل والاعتماد والتصدير.
تتبّع وإدارة	سجل العمليات، إعدادات المؤسسة، النسخ الاحتياطي والاسترجاع، وإعدادات شبكة المركز بحسب النسخة.
الإجراءات الأخرى	مريض أو مريضة أو زوجان، تاريخ ووقت، أطباء وموظفون، وصف يدوي للإجراء والملاحظات والمرفقات.
التفاصيل غير النمطية	خيارات Other وOthers والملاحظات النصية والمرفقات تُكمل الحقول المنظمة؛ تُوثّق الحالة كما حدثت ضمن قدرات المسار.

تظهر الحقول وفق نوع الإجراء وحالة السجل وصلاحيات المستخدم.

الخطوة التالية

تعرّف عليه في تجربة عملية

اختر المسار المناسب لمركزك، وتواصل لمعرفة تفاصيل التجربة والاشتراك.

جرّبه مجانًا

تعرّف على خطوات العمل قبل اختيار الاشتراك.

اشتراك سنوي

خيار اشتراك سنوي لاحتياجات مركزك.

مدى الحياة

خيار اشتراك مدى الحياة. تواصل لمعرفة الشروط.

إعداد وتطوير

أحمد فارس

(أخصائي أجنة ومدير مختبر إخصاب)

+962790170655

af.fares86@gmail.com

وضوح في كل مرحلة.
وترابط في كل ملف.

Al-Fares IVF Consultancy

تواصل لمعرفة مدة التجربة والأسعار وشروط الاشتراك. الشاشات من بيئة توضيحية ببيانات اصطناعية؛ قد تختلف الخيارات بحسب النسخة والإعدادات والصلاحيات. مرجع الخصائص: واجهة IVF Smart 0.9.25 ومسارات العمل المتاحة فيه.